

分析結果に 確信を与える μ XRF


微小部蛍光X線分析装置

Qualana




狙った微小箇所をそのまま測る。ずれないから結論に迷わない。


直上照射と高精度ステージが
狙い通りの測定を実現



1 mmの高低差がある基板サンプル



Qualana光学系
光学像とのずれなく
元素マップを取得できます。




斜め入射光学系
凹凸のある試料では、光学像と
元素マップに位置のずれが生じます。



用途に合わせてスポット径を切り替え

Spot Focus Control 機能により、
広い範囲の調査と微小領域の詳細確認を同一装置で両立



Qualana の操作体験をお試ください!



rigaku.com