

元素レドックス状態の数値化で 電池劣化解析をルーチン化


ラボでいつでも、バルク化学状態を定量評価

XES Chimica




リチウムイオン電池の反応解析・劣化解析

バルク平均の化学状態・化学組成を分析できます。



自動定量システム

蛍光 X 線を高エネルギー分解能で測定します。



Cu 金属のCu K α 線スペクトルの比較

あらかじめ測定条件、解析条件を設定した定量アプリケーションにより、価数や組成比などの分析結果を自動で取得できます。

測定 → 自動解析 → 自動定量 → 結果表示

