

「塩素濃度」その場でわかる

廃油・廃プラ・RPF・リサイクル材料の塩素を
迅速分析

NEX QC II



NEX QC II が選ばれる理由

1

かんたん操作で高速・高精度分析

- 測定時間はわずか **30** 秒、結果をその場で確認
- 従来機 NEX QC を超える **2** 倍以上の高精度を実現
- 検出下限 (LLD)：シリコン (Si) で 2.3 倍向上、
X 線強度 5.3 倍
- グラフェン窓 SDD 検出器搭載



タッチパネル
で簡単操作

パソコン不要で結果印刷

2

受入検査から品質管理まで

- 固体・液体・粉末すべて測定可能
- リサイクル材料受入検査
- RPF 製品の塩素 (Cl) 管理
- 廃油中の硫黄 (S)、塩素 (Cl)



3

コンパクト&オールインワン

- わずか 15.5 kg (28.7×46.5×26.2 cm)
- 50 kV X 線管、6 ポジションフィルタ
- 分析元素：Na ~ U
- RPF 用分析パッケージ：Cl・S・Pb 対応



内蔵プリンタ・コンピュータ搭載